



DCR SANTOS LTDA CNPJ 33.169.991/0001-90
RUA ARARUAMA, 221 BAIRRO SANTA CLARA
VESPASIANO -MG CEP: 33.202-794 TEL: (31) 3055-3131

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro Bruno César Veríssimo gomes
Ao Município de Caratinga-MG
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 219/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº95/2023

A DCR DOS SANTOS LTDA, CNPJ Nº33.169.991/0001-90, RUA ARARUAMA, 221-SANTA CLARA-VESPASIANO/MG CEP: 33.202-794, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar suas RAZÕES em face do 'Recurso Administrativo a seguir

– DOS FATOS

A presente licitação tem por objeto realizar o REGISTRO DE PREÇO, Aquisição de materiais hospitalares, correlatos, curativos, aparelhos hospitalares e para infusões, para atender os ESF's na sede e nos distritos, CAPS, SAD, Odontologia, Vigilância em saúde, Policlínica, ordens judiciais, conforme anexo I constante neste edital Pregão Presencial 095/2023.

Com o intuito de participar do presente certame, a Recorrente aderiu o edital de licitação supracitado, e ofertou proposta para o item 12 o qual possui produtos com a descrição técnica que atende plenamente ao solicitado no termo de referência.

A Recorrente não se sagrou vencedora dos itens em comento durante a etapa de lances, todavia observou que a Concorrente arrematante, qual seja, Golden Care Distribuidora Ltda, ofertou produto com marca incompatível com o objeto licitado, como pode ser observado em sua proposta comercial enviada à esta Administração.

Nos autos do pregão em epígrafe, referente ao item 12:

Descritivo do edital:

BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO MEDINDO
APROXIMADAMENTE 10CMX3M LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL
NO MÍNIMO 20 LAVAGENS, DE COR CRUA, COM UMA LINHA
CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES RETANGULARES
DE COMPRESSÃO, ESTES INDICADORES SERVEM DE GUIA
PARA ORIENTAR A QUANTIDADE ADEQUADA DE
COMPRESSÃO DURANTE A APLICAÇÃO DA BANDAGEM
SOBRE A PERNA. CONSTITUÍDA DE UMA MISTURA DE
VISCOSE, ALGODÃO, NYLON E LYCRA

DISTRALL

DCR SANTOS LTDA CNPJ 33.169.991/0001-90
RUA ARARUAMA, 221 BAIRRO SANTA CLARA
VESPASIANO -MG CEP: 33.202-794 TEL: (31) 3055-3131

A empresa GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA, ofereceu o produto: ATADURA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO Anvisa nº80180100016, Fabricante: Famara Brasil Indústria e Comércio Ltda. (Documentos em anexo)

DESCRIPTIVO DO PRODUTO: Faixa elástica de alta compressão. Malha uniforme, resistente à deformação, confeccionada com materiais de alta qualidade, costura especial nas extremidades. Possui acabamento especial que aumenta a sua durabilidade. A pressão do enfaixamento é proporcionada pelo nível de estiramento

que se dá ao produto. Fácil aplicação, podendo ser utilizada em vários segmentos médico-hospitalares. Acompanha presilhas para fixação. Com linha guia para orientação de enfaixamento à 50%.

Indicação: Indicada para pós-tratamento esclerosante de varizes, nos enfaixamentos

de úlceras varicosas, de cotos para aplicação de próteses, na contenção e redução de inchaços dos membros, também muito utilizadas nos tratamentos estéticos.

Composição: 58% Algodão, 22% Elastodieno e 20% Poliéster (37 Fios/cm²). (Descritivo retirado do site da empresa).

Diante do fato supramencionado, insatisfeita com o resultado proferido por esta Administração, a Recorrente apresenta neste momento suas razões, conforme passa a expor.

1-No item 3- Especificações e estimativa de entrega do presente edital solicita entre

outras características do edital pede-se:

*O produto tenha tamanho aproximado de 10cm x 3,0m

*Que o produto seja lavável e reutilizável

*Que o produto tenha dois indicadores retangulares de compressão, estes indicadores

servem de guia para orientar a quantidade adequada de compressão durante a aplicação

da bandagem sobre a perna.

Observando a proposta do concorrente que sagrou-se vencedor do referido item 12

se destaca:

- O tamanho ofertado é 10cm x 1,30m

- De acordo com a descrição do produto o mesmo não afirma a condição de ser lavável e reutilizável.

DISTRALL

DCR SANTOS LTDA CNPJ 33.169.991/0001-90
RUA ARARUAMA, 221 BAIRRO SANTA CLARA
VESPASIANO -MG CEP: 33.202-794 TEL: (31) 3055-3131

- Não possui retângulos impressos na bandagem que garante a compressão adequada sobre a perna do paciente.

Por outro lado, o produto ofertado pela DCR DOS SANTOS LTDA o Setopress (Bandagem suave de alta compressão) atende ao edital de licitação, visto que: Setopress® é uma bandagem de alta compressão que fornece compressão graduada no gerenciamento das úlceras venosas, para garantir a aplicação correta. O Setopress® possui um guia visual simples impresso no próprio produto, que consiste em retângulos que se tornam quadrados quando a extensão correta é atingida. Esses indicadores servem de guia para orientar a quantidade ideal de compressão durante a aplicação nos membros inferiores. É lavável e reutilizável, com tamanho de 10cm x 3,5m, características que atendem às exigências editalícias.

Diante dos fatos destacamos que:

O produto solicitado no termo de referência destina-se ao tratamento de paciente portadores de Úlceras Venosas. A úlcera venosa, também conhecida como úlcera varicosa ou úlcera de estase, é caracterizada por uma ferida na perna que ocorre devido

à dificuldade do retorno do sangue dos membros inferiores ao coração gerando acúmulo

de sangue nas pernas (Edema). É o estágio mais avançado e grave de uma doença chamada Insuficiência Venosa Crônica.

Como parte adjuvante do tratamento da insuficiência venosa é recomendado por (estudos científicos), a utilização de terapia de alta compressão graduada e controlada entre 30 e

40 mmHg, é considerada padrão ouro no tratamento aos pacientes evitando o risco de

garroteamento dos membros podendo gerar isquemia e amputação.

Diante do que foi exposto observa-se que o produto Atadura Elástica de Alta Compressão (FAMARA) não atende ao descritivo do edital bem como a necessidade ao

tratamento de úlcera venosa, por não possuir as características recomendadas.

I

II – DO DIREITO

A Lei 8666 de 21 de junho de 1993, em seu artigo 43 – itens IV e V, alude que:

“A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos (...)

DISTRALL

DCR SANTOS LTDA CNPJ 33.169.991/0001-90
RUA ARARUAMA, 221 BAIRRO SANTA CLARA
VESPASIANO -MG CEP: 33.202-794 TEL: (31) 3055-3131

IV verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; V julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital”.

A necessidade de vinculação aos termos do edital é uníssona na doutrina. Acerca do princípio da vinculação ao edital, ao dissertar sobre o julgamento em sede de licitação, ROBERTO RIBEIRO BAZILLI e SANDRA JULIEN MIRANDA, in Licitação à Luz do Direito Positivo, Malheiros, São Paulo, 1999, p. 55, ensinam:

“O estatuto licitatório consagra expressamente o conteúdo desse princípio. O julgamento deve ser efetivado de acordo com o tipo de licitação escolhido, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e os fatores exclusivamente nele fixados (arts. 43, V, 44 e 45)”

Vejam, ainda, o que ensina Hely Lopes Meireles ao dissertar sobre o edital, in Direito Administrativo Brasileiro, p.102:

“...vincula inteiramente a Administração e os proponentes às suas cláusulas. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital, por que ele é a lei interna da Concorrência ou tomada de preços”

O TRF1 decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288):

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ‘a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao que se acha estritamente veiculada’ (Lei nº 8666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei de licitação. Apesar do procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu

DISTRALL

DCR SANTOS LTDA CNPJ 33.169.991/0001-90
RUA ARARUAMA, 221 BAIRRO SANTA CLARA
VESPASIANO -MG CEP: 33.202-794 TEL: (31) 3055-3131

cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do regramento.”
É sabido que o processo licitatório deve respeitar todos os princípios basilares da Constituição Federal, INCLUSIVE DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E IGUALDADE, o que impede que a Administração trate os licitantes de maneira diferenciada. Deve prevalecer a igualdade de condições a todos os concorrentes, AFASTANDO QUALQUER IMPARCIALIDADE OU FAVORITISMO.

Conforme reza a Lei 8666/93:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

– DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, de rigor digno-se Vossa Senhoria em deferir ao ‘Recurso Administrativo’ apresentado pela DEC DOS SANTOS LTDA, que a decisão em aceitar a proposta da empresa GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA, não está em conformidade com

DISTRALL

DCR SANTOS LTDA CNPJ 33.169.991/0001-90
RUA ARARUAMA, 221 BAIRRO SANTA CLARA
VESPASIANO -MG CEP: 33.202-794 TEL: (31) 3055-3131

o exigido no edital. Qualquer negociação que não esteja especificada no edital,
configura
ato ilícito e desobediência à Lei 8.666/93.
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2023

Pede-se deferimento,

D C R SANTOS
LTDA:3316999100019
0

Assinado de forma digital por D C
R SANTOS LTDA:33169991000190
Dados: 2023.12.13 18:18:25
-03'00'

Daniele Cristina Ribeiro dos santos

INSTRUÇÕES DE USO

Setopress[®]

Nome Técnico: Bandagem

Nome Comercial: Setopress[®]

Modelos: Setopress[®] 10cm x 3,5m

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto não estéril”

“Não contém látex”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

O produto é acondicionado em cartucho de papelão nas seguintes dimensões e quantidade:

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por embalagem primária
3505	Setopress [®] 10cm x 3,5m	1

DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO

Setopress® é uma bandagem fabricada em nylon (poliamida), elastano e algodão de compressão (mediana/forte) e extensível.

INDICAÇÃO DE USO

A bandagem Setopress® destina-se ao tratamento de úlceras de perna de origem venosa.


A bandagem Setopress® foi desenvolvida especialmente para uma compressão forte corretamente graduada no tratamento da úlcera de perna de origem venosa.

MODO DE UTILIZAÇÃO

De modo a garantir uma aplicação correta, um guia visual está impresso em ambos os lados da bandagem. O guia visual é constituído por retângulos coloridos que se tornam quadrados quando se atinge a extensão adequada. Em um lado da bandagem há retângulos marrom/castanhos que indicam compressão forte e no outro lado da bandagem há retângulos verdes que indicam compressão moderada.



Após a extensão (retângulos se tornam quadrados)



Nota: Pode-se escolher entre vários níveis de compressão.


Os retângulos marrom/castanhos proporcionam compressão elevada.

Os retângulos verdes proporcionam compressão moderada.

		Aplicar em espiral com 50% de sobreposição			
		Circunferência do membro (cm)			
Extensão +/- 10%		< 18cm	18-26cm	27-35cm	36-50cm
Pressão Sub-Bandagem aproximada	70% (quadrado verde)	Não apropriado	27-38 mmHg	20-26 mmHg	Não apropriado
	100% (quadrado marrom)	Não apropriado	35-50 mmHg	27-34 mmHg	19-26 mmHg

Antes de aplicar o Setopress®

* Uma camada de bandagem deve ser utilizada antes da aplicação do Setopress®



Ao aplicar o Setopress®:

- Comece aplicando o Setopress® pela base dos dedos do pé e envolva o calcanhar SEM APLICAR tensão.




1. Aplique envolvendo o pé começando pela base dos dedos (sem extensão).

2. Enrole a bandagem duas vezes em volta do tornozelo para envolver o calcanhar (sem extensão).

3. Retorne à base dos dedos do pé e faça uma volta em torno do pé (sem extensão).

- AGORA COM EXTENSÃO continuar a enrolar o Setopress® em volta da perna, na forma de espiral ascendente.




4. Começar agora a aplicar com extensão máxima (os retângulos passam a quadrados).

5. Aplicar com sobreposição de 50% (extensão máxima).

6. Continuar a aplicar em espiral ascendente (extensão máxima).

Nota: É importante utilizar o mesmo indicador para obter uma extensão consistente ao longo de toda a aplicação.

- Por fim, prenda a bandagem logo abaixo do joelho.



7. Parar a aplicação logo abaixo do joelho. Cortar o excesso de bandagem.

8. Fixar.

A bandagem Setopress® pode ser aplicada sobre um curativo primário para feridas.

Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não tenham sido sujos com fluidos corporais.



Deve-se realizar lavagem a mão. Não realizar secagem em tambor. Não utilizar alvejante. Não passar e não limpar a seco.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não utilize o Setopress® em pacientes e/ou usuários com conhecida hipersensibilidade aos componentes do produto.
- Ao proceder a leitura da tabela de tamanhos, a circunferência efetiva do tornozelo deve levar em conta qualquer camada de enchimento.
- A bandagem Setopress® deve ser aplicada apenas por pessoa treinada na aplicação de curativos.
- Não utilizar grampos de fixação.
- Este produto deve ser usado sob o direcionamento de um profissional de saúde.
- A bandagem deve ser trocada de acordo com as trocas dos curativos.
- Elimine a bandagem Setopress® e proceda com a sua substituição caso esteja sujo com fluidos corporais.
- Se algum incidente sério ocorrer com o uso do Setopress®, este deve ser reportado à Mölnlycke Health Care.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não aplicar a bandagem em forma de oito.
- Não aplicar em caso de insuficiência arterial ou se houver suspeita de existência da mesma.
- Não aplicar em membros com uma circunferência inferior a 18 cm.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura até 25°C em local seco.



DESCARTE

O descarte deverá atender aos procedimentos ambientais locais.

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80733280025

E-MAIL: tecnovigilanciabr@molnlycke.com

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Av. Portugal, 1100, parte C-43, Itapevi/SP

CEP: 06696-060

CNPJ: 12.600.168/0001-17

FABRICANTE LEGAL:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402
52 – Suécia.

Fabricado no Reino Unido.